

HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v
Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

91000 - Trenažér kardiovaskulárních a respiračních vyšetření- CaRE

Objednací kód: **4104.91000**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Množstevní jednotka

ks

Funkce a vlastnosti:

- 10 plicních a 23 srdečních zvuků zahrnujících normální, běžné a specializované stavy
- Anatomicky přesné zobrazení trupu pacienta středního věku
- Možnost přesného umístění stetoskopu
- Navrženo na základě výsledků EKG pacienta a rentgenových snímků
- Symetrický pohyb hrudníku
- Asymetrický pohyb hrudníku
- Různá rychlosť dýchání pro různé úrovně dovedností
- Zvuky dýchání ústy doplňují periferní vyšetření pacienta

Anatomie

- Trup dospělého člověka středního věku (50+), možná simulace muže nebo ženy

Všeobecnost

- Vyšetření dýchacího a kardiovaskulárního systému lze provádět ve vzpřímené poloze nebo v poloze na zádech
- Tento model lze použít pro mužské i ženské scénáře
- Lze přidat další zařízení LimbPad, aby bylo možné školit dva studenty vedle sebe.
- Školení ve třídě je možné také s použitím externího reproduktoru a 3,5mm pomocného kabelu.
- Přístroj LimbPad lze použít s většinou standardních stetoskopů

Získané dovednosti

- Dovednosti při klinickém vyšetření
- Diagnostické dovednosti
- Tkáňový management
- Umístění stetoskopu

Vyšetření dýchacích cest

- Prohlídka
- Palpaci
- Auskultace

Vyšetření srdce

- Prohlídka
- Palpaci
 - Pulzy
 - Apex Beat
- Auskultace

Čištění

- Tento výrobek čistěte vlhkým měkkým hadíkem a teplou vodou s jemným čisticím prostředkem.
- Před uskladněním nechte trenažér zcela vyschnout.
- Tento trenažér obsahuje elektroniku, neponořujte jej do vody