

HELAGO-CZ, s.r.o.  
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci  
Králové  
oddíl C, vložka 17879  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961  
Tel: 495 220 229, 495 220 394  
GSM brána: 602 123 096  
E-mail: info@helago-cz.cz  
Web: http://www.helago-cz.cz

## LIFEPAK 1000 se zobrazením EKG - kompletní sestava

Objednací kód: **4401.99425000126**



Informace o ceně na vyžádání

### Parametry

Typy defibrilátorů a AED

Množstevní jednotka

Ostré defibrillátory

ks

LIFEPAK® 1000 má všechny vlastnosti v oblasti odolnosti a spolehlivosti (baterie dává kapacitu až na 400 výbojů), avšak disponuje novými parametry, které jej posouvají do blízkosti profesionálních přístrojů. Jeho velký displej může zobrazovat křivku EKG. Jednoduchým a rychlým způsobem lze přejít z režimu automatizovaného externího defibrilátoru do manuálního režimu – to dává tomuto přístroji velké šance všude tam, kde zachráncem je školený profesionál - ambulantní lékař, zdravotní sestra, hasič – který se nechce spoléhat pouze na techniku a ocení vlastní kontrolu nad procesem oživování. Také LIFEPAK® 1000 disponuje bifázickou technologií výboje ADAPTIV, technologií cprMAX, či možností flexibilního protokolu výbojů.

## **Defibrilace**

- Tvar výboje: bifázický seříznutý exponenciální
- Výstupní energie: přednastaviteľné úrovňě od 150 J do 360 J
- Flexibilní protokol výbojů: dávka energie se automaticky zvyšuje, nebyla-li porucha srdečního rytmu odstraněna prvním výbojem (volitelné, možno změnit na zachovávání stejně dávky)
- ADAPTIV: průběh křivky výboje se přizpůsobuje impedanci pacienta

## **Uživatelské rozhraní a možnosti nastavení**

- Hlasové pokyny v českém nebo slovenském jazyce
- Detekce pohybu pacienta
- Displej se zobrazením křivky EKG nebo grafickými pokyny k činnosti a s Menu pro nastavování mnoha různých parametrů
- Displej se zobrazením aktuální kapacity baterie a stavu přístroje
- Tlačítka pro ovládání přístroje po přechodu do manuálního režimu
- Možnost připojení třísvodového EKG
- Možnost nastavovat přímo v přístroji: dávky energie, dobu pro manuální resuscitaci mezi jednotlivými analýzami, hlasitost výzev a způsob výzev, zapínat a upravovat funkci cprMAX, čas a datum v přístroji

## **Ukládání a stahování dat a programování přístroje**

- Uložena data vždy dvou posledních pacientů
- Minimálně 40 minut EKG záznamu pro současného pacienta
- Souhrnný záznam všech kroků v průběhu zásahu s přístrojem
- Záznamy o automatických testech přístroje
- Programování přístroje a stahování dat prostřednictvím infraportu

## **Příslušenství dodávané s přístrojem**

- Li/MnO<sub>2</sub> baterie, 12 V / 4,5 Ah
- Elektrody QUICK-COMBO™, dva páry s každým přístrojem
- Brašna s popruhem přes rameno

## **Příslušenství, které je možné dokoupit**

- Třísvodový EKG kabel
- Pouzdro na Třísvodový EKG kabel
- Nástenný závěs na LIFEPAK 1000®
- Skříňka (kov a sklo) s alarmem na LIFEPAK 1000®