

HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

Nácvikový simulátor pro obtížné zajištění dýchacích cest

Objednací kód: **4103.MW13**



Cena bez DPH 89.100,00 Kč

Cena s DPH 107.811,00 Kč

Parametry

Množstevní jednotka ks

Od začátečníků až po experty s různými úrovněmi obtížnosti

Simulátor obtížného zajištění dýchacích cest poskytuje nácvik uživatelům na všech dovednostních úrovních prostřednictvím 24 dostupných různých případů. Díky robustní konstrukci a stabilnímu podstavci je model kompatibilní pro různé nácvikové scénáře v krizových situacích, přednemocniční péči, nebo klinickém prostředí. Pro nácvik lze použít skutečné klinické nástroje, jako je laryngoskop, resuscitační maska s vakem a videolaryngoskop.

Vlastnosti

24 různých pacientských scénářů (včetně 1 případu normálního stavu): 3 stádia otevření úst, 2 stádia flexibility krku; 2 velikosti jazyka a 2 pozice hlasivek

Horní řezáky se při vyvinutí nadmerné síly vylomí.

Dovednosti

- Techniky otevírání dýchacích cest (záklon hlavy, předsunutí čelisti)
- Ventilace pomocí resuscitační masky s vakem
- Vyšetření dýchacích cest před intubací

- Simulace „čichací“ pozice
- Tlakování vnějšího hrtanu pro lepší pohled na hrtan
- Intraorální/intranazální intubace
- Použití orofaryngálních nástrojů pro zajištění dýchacích cest (OPA)
- Použití nazofaryngálních nástrojů pro zajištění dýchacích cest (NPA)
- Použití laryngální masky
- Použití videolaryngoskopu
- Potvrzení úspěšné ventilace pozorováním pohybu hrudníku a břicha (plíce se roztahuje, žaludek se nafukuje), nebo auskultací hrudníku
- Simulace nesprávných postupů včetně intubace do jícnu a jednostranné intubace
- Nacvičujte zajišťování trubic po intubaci

Sada obsahuje

- 1 figurínu
- 3 horní řezáky
- 1 lubrikant
- 1 stříkačku
- 1 přenosný obal
- 1 příručku

Materiály

- Měkká pryskyřice
- Bez latexu

Náhradní díly

- 11392-010 10 horních řezáků
- 11392-090 1 obličejobavá maska II
- 11392-040 1 hrudní kryt
- 11392-080 2 náhradní jazyky II
- 11392-050 5 páru plíc
- 11392-060 5 žaludků
- 11229-050 lubrikant

Doporučené nástroje

- (Laryngoskop Macintosh) velikost lopatky 3, 4
- (Endotracheální trubice) vnitřní průměr 7.0 mm, 7.5 mm
- (Laryngální maska) Air-1: velikost 3.5; LMA Supreme: velikost 4; I-gel: velikost 4

Volitelné části

- 11384-100 bronchofibroskopická nácvíková jednotka