

LF00946 - Trenažér otoku nezanechávajícího důlek při aplikování tlaku

Objednací kód: **4107.LF00946**



Cena bez DPH

2.890,00 Kč

Cena s DPH

3.496,90 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

ks

Tento trenažér otoku nezanechávajícího důlek při aplikování tlaku znázorňuje právě toto stádium otoku, který můžeme nazývat jako pevný a je to velmi tvrdá vláknitá tkáň, která se při aplikaci tlaku nepromáčkne. Realistická simulovaná tkáň je na pocit velmi tvrdá a udělat do ní důlek je nemožné. Pro porovnání trenažér obsahuje také podložku otoku stádia 3+ (6 mm) s hlubokým důlkem, který po aplikování tlaku na tkáň na krátkou dobu setrvá. Obsahuje dvě tkáňové podložky znázorňující stádium nezanechávající důlky a stádium zanechávající důlky,

podnos pro vkládání podložek, kartu s instrukcemi pro čištění a údržbu a skladovací box.

Dovednosti, které můžete nacvičovat:

- Posouzení stádií (3+ a nezanechávající důlky)
- Posouzení hloubky (6 mm a žádná hloubka)
- Posouzení doby návratu do původní roviny
- Poznání stádia nezanechávajícího důlky po hmatu